

日本MIKI 鋁合金輪椅CK-1 坐得住系列



規格說明:

- 1. 座寬18",座深16"。
- 2. 前輪6"實心胎,後輪22"PU免充胎附手扶圈,可自行操控。
- 3. 最大負載重量100公斤。

符合「身心障礙者輔具補助基準表」 輪椅-B款(輕量化量產型)

功能特色:

- 1. 固定扶手,固定靠腳,背可折鋁合金輪椅。
- 2. 骨架材質為鋁合金 7003 管材, 主體骨架保固六年。
- 3. 坐墊為前高後低,分壓設計。
- 4. 輕量級輪椅,輪椅重量僅 10.6kg。
- 5. 可拆卸式座、背上墊,附加腿靠帶。

注意事項:

- 1. 展開輪椅,注意手指應向前平壓於坐墊不可向外,預防夾傷。
- 2. 上、下輪椅務必將煞車固定,再乘坐輪椅,避免造成危險。
- 3. 上、下輪椅,注意不可雙腳直接站立於腳踏板上,以免翻覆。

衛部醫器陸輸壹字第003138號 中市衛器廣字第10808231號

圖片及規格以實際產品為主,若有變更恕不另行通知。

均佳生物科技有限公司 版權所有 嚴禁轉載 Copyright c 2007-2021 Jin Jia Bio-Technology Limited Company All rights reserved.

TEL: 04-24928223 FAX: 04-24960508

中市衛器廣字第10808231號 | 中市衛器廣字第10810278號 | 中市衛器廣字第10906071號 | 中市衛器廣字第10906072號 | 中市衛器廣字第10910113號 |